



# Handleiding EasyKnit

4 feitjes over het product



## Wie zijn wij?

Zes studenten van het Cibap Vakcollege te Zwolle zijn in samenwerking met Boaz van Tongeren van het bedrijf FabCare aan de slag gegaan in de wereld van het 3D-printen. Onze missie is om hulpstukken voor hulpbehoevende personen te ontwerpen om het dagelijks leven iets aangenamer te maken voor ze.

In samenwerking met verzorgingstehuis IJsselheem te Zwolle zijn wij in contact gekomen met een aantal personen die onze hulp en creativiteit goed konden gebruiken. In deze gebruiksaanwijzing vindt u de beschrijving en gebruiksaanwijzing van ons product “De EasyKnit”.

## Voor wie is dit product?

De EasyKnit is geschikt voor personen die door omstandigheden maar met 1 hand kunnen functioneren, maar wel hun hobby willen blijven uitoefenen. In dit geval gaat het om breien. Met de EasyKnit is het mogelijk om te breien met 1 hand. Door middel van dit product hopen wij personen te helpen met het uitvoeren van hun hobby's.

## Waar is dit product te verkrijgen?

Dit product is in de nabije toekomst te verkrijgen op de website van [www.fabcare.nl](http://www.fabcare.nl). Overigens staan hierop ook meerdere producten gepresenteerd. Ook deze producten staan in het teken van het verbeteren van alledaagse handelingen.

## Hoe gebruik je de EasyKnit?

**De EasyKnit bestaat uit de volgende onderdelen:**

- \* 2 breinaald houders
- \* 1 box
- \* 4 zuignappen

### Breinaaldhouders

De breinaaldhouders dienen geprint te worden van rubber, zodat de breinaalden stevig bevestigd zitten. De dichtheid van het rubber is in te stellen via het computerprogramma ‘Cura’. Dit moet ingesteld worden op 65%.

### De box

Bij het product hoort ook een box, die geheel geprint wordt van plastic. De kleur kunt u zelf bepalen. Als deze geprint is, verwijderd u de ondersteuning en kunt u de breinaaldhouders in de daarvoor bestemde openingen doen. Hiermee kunt u de juiste grootte zoeken bij u breinaald.

### Zuignappen

De EasyKnit blijft het beste op zijn plaats door de zuignappen die onder het product geplaatst moeten worden. U dient de 4 zuignappen zelf te kopen. De zuignappen kunt u aan de onderkant van de box bevestigen.

